



OPED GmbH
Kristina Frank
Medizinpark 1
83626 Valley
Tel.: 08024 / 60818612
k.frank@oped.de

Pressemitteilung

04.10.2018

NEU im Hilfsmittelverzeichnis – ADVAGOknee – Die Knieorthese von Oped

Valley, 04.10.2018 – Die Hartrahmenknieorthese des Medizintechnik-Unternehmens Oped wurde vom GKV-Spitzenverband in das Hilfsmittelverzeichnis aufgenommen.

ADVAGOknee führt und stabilisiert das Kniegelenk nach unterschiedlichen Verletzungen und Operationen. Dabei vereint die Orthese angenehmen Tragekomfort durch eine druckfreie Konstruktion mit hoher Stabilität durch die Verwendung eines stabilem BASF-Hochleistungskunststoffs. Die besonderen Verschlussgurte erlauben eine präzise Anpassung an das Bein des Patienten. Durch den speziellen Schnellverschluss lässt sich die Orthese leicht öffnen und wieder schließen.

Einen weiteren Vorteil bietet ADVAGOknee dadurch, dass der Patient mithilfe eines Hebels am Gelenk die Orthese selbstständig an den individuellen Schwellungszustand seines Knies anpassen kann.

„Das neu entwickelte Gleitgelenk gleicht zudem Fehlbewegungen im Kniegelenk aus und gibt dem Quadrizeps den nötigen Bewegungsspielraum. So kann ein optimaler Sitz ohne Rutschen der Orthese sichergestellt werden. Eine Sperrfunktion ermöglicht eine frühe Belastung nur im gestreckten Zustand. Durch zwei Klicks wird ADVAGOknee in Vollexension blockiert, eine physiologische Belastung ist weiterhin möglich“, erläutert Andreas Engl, Produktmanager bei Oped.

Darüber hinaus sind unterschiedliche Größen frei kombinierbar und obwohl die Hartrahmenorthese asymmetrisch ist, lässt sie sich durch einfache, werkzeuglose Umsetzung der Elemente rechts und links anwenden.

ADVAGOknee ergänzt das Produktportfolio der Medizintechnikfirma Oped GmbH und empfiehlt sich insbesondere zur konservativen und postoperativen Behandlung von Bandverletzungen, sowie bei Kniegelenks- und Patella-Frakturen.

Die neue Hilfsmittelnummer für ADVAGOknee lautet: **23.04.03.3075**

Mehr Informationen zum Produkt finden Sie unter: <https://oped.de/produkte/product-advagoknee>

Pressekontakt:

OPED GmbH
Kristina Frank
Medizinpark 1
83626 Valley/Oberlaindern

Tel: 08024/60 81 8-612

Fax: 08024/60 81 8-299

E-Mail: k.frank@oped.de

www.oped.de